



**II DEPARTMENT OF GYNECOLOGY
MEDICAL UNIVERSITY IN LUBLIN**
Chairman of Department: *Professor Tomasz Rechberger, M.D, Ph.D.*
20-954 Lublin, 8 Jaczewski St., POLAND, tel. +48/81 72 44 268,
72 44 688, 72 44 686; fax + 48/81 72 44 849

Lublin, dnia 25.10.2012 r.

Ocena kliniczna przezsłonowej taśmy DALLOP NM Firmy TRICOMED do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet

W dniach od 19.06.2012 r. do 02.10.2012 r. wykonałem 29 zabiegów przezsłonowych z użyciem przezsłonowego systemu DALLOP NM . Lista operowanych pacjentek poniżej:

Lp.	Nazwisko i imię	Data zabiegu	PESEL
1.		19.06.2012 r.	
2.		22.06.2012 r.	
3.		22.06.2012 r.	
4.		25.06.2012 r.	
5.		25.06.2012 r.	
6.		29.06.2012 r.	
7.		26.07.2012 r.	
8.		26.07.2012 r.	
9.		27.07.2012 r.	
10.		27.07.2012 r.	
11.		30.07.2012 r.	
12.		02.08.2012 r.	
13.		02.08.2012 r.	
14.		03.08.2012 r.	
15.		06.08.2012 r.	
16.		08.08.2012 r.	
17.		13.08.2012 r.	
18.		23.08.2012 r.	
19.		28.08.2012 r.	
20.		28.08.2012 r.	
21.		30.08.2012 r.	
22.		06.09.2012 r.	
23.		06.09.2012 r.	
24.		10.09.2012 r.	
25.		10.09.2012 r.	
26.		12.09.2012 r.	
27.		10.08.2012 r.	
28.		12.09.2012 r.	
29.		02.10.2012 r.	


Ze względu na ochronę danych
osobowych dane usunięto

Ze względu na ochronę danych
osobowych dane usunięto

Podczas przeprowadzania zabiegów nie napotkałem jakichkolwiek trudności technicznych związanych z pasażem taśmy przez przestrzeń przezzasłonową. Charakterystyka biomechaniczna taśmy jest bardzo dobra (taśma nie zwija się i układa prawidłowo w okolicy podcewkowej). U żadnej z operowanych pacjentek nie stwierdziłem w okresie pooperacyjnym zastoju moczu (za wyjątkiem dwóch pacjentek, u których jednocześnie wykonywano korekcję zaburzeń statyki – pacjentki te wymagały pozostawienia cewnika Foley'a na okres dwóch dni). Pozostałe operowane zostały wypisane z Kliniki w stanie ogólnym dobrym w drugim dniu po zabiegu. Ocena po upływie 4 tygodni wykazała dobrą inkorporację implantowanej taśmy DALLOP NM firmy TRICOMED (u żadnej z operowanych nie stwierdzono pooperacyjnej erozji wczesnej). Ostateczna ocena efektywności klinicznej zostanie przeprowadzona po upływie 3 miesięcy.

Reasumując chciałbym stwierdzić, że w mojej opinii system DALLOP NM firmy TRICOMED spełnia współczesne kryteria jakie powinna wykazywać taśma polipropylenowa do przezzasłonowego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet.

S.P.S.K. Nr 4 w Lublinie
ODDZIAŁ GINEKOLOGII OPERACYJNEJ
Lekarz kierujący Oddziałem



Prof. dr hab. n. med. Tomasz Rechberger